

LSEG44

4つのセクションに分かれたLEDリングライト 照明光の照射方向が切り換え可能

- 4分割LEDリングライトLSEG44は、4つのセクションに分かれています。コントロールユニットの操作によりそれぞれのセクションのON/OFFが可能です。標本に対する照明光の照射方向を簡単に切り換えられるので、異なる照明効果が容易に得られます。試料のキズや凹凸の検出に適しています。
- コントロールユニットの各ボタンはON時に赤く点灯するため、どのセクションが点灯しているのか一目瞭然です。
- 高輝度白色LED(色温度:6500K)を72灯搭載。リングライトとコントロールユニットが別になっており、手元で光量調節が可能です。無段階ダイヤル式の光量調節機構のため、適切な光量に調節して照射することができます。ワールドワイド電源仕様(100-240V)。



リングライト部は、4つのセクションに分かれています。コントロールユニットの操作によりそれぞれのセクションのON/OFFが可能です。複数のセクションを同時に点灯させることができます。全てのセクションを点灯することも可能です。

光量は光量調整ダイヤルで調整できます。



一般的なリングライト同様、顕微鏡の対物レンズ下端部に装着して使用します。鏡筒外径32mm以上59mm以下の実体顕微鏡やビデオマイクロスコープなどに取付可能です。

照明光の照射方向を変えると、異なる照明効果が得られます。サンプルの凹凸部をより明瞭に現し、形状をより正確に観察するのに役立ちます。またキズを検出したりすることができます。



SPECIFICATIONS 仕様一覧

LED	72灯高輝度白色LED	電源入力	AC100-240V / 50-60Hz ワールドワイド電源仕様
外径	97mm	消費電力	7.2W
対応鏡筒外径	32 - 59mm	コード長	リングライト - コントロールユニット間 約1.2m ACアダプタ 約1.1m
推奨作業距離	95 - 115mm	重量	リングライト(コントロールユニット・ACアダプタを含む) 約360g
光量調整	無段階		
色温度	6500K		

WRAYMER® 株式会社レイマー

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F

TEL 06-6155-8230 FAX 06-6155-8450 E-mail arch@wraymer.com

レイマー顕微鏡オンラインショップ: wraymer.com